

ESTERILIZADOR UV S-02

Siempre que se utilice un aparato eléctrico, especialmente cuándo hay niños cerca, han de tomarse las siguientes precauciones.

- 1- Tras usar el aparato, éste debe desenchufarse de la corriente eléctrica.
- 2- Este aparato no debe ser utilizado en el baño ni otras habitaciones húmedas.
- 3- El cable no debe ser prolongado con alargadores o similares.
- 4- Una vez enchufado, no debemos ignorar ni olvidarnos del aparato, además de procurar que los niños no se acerquen a él.
- 5- El aparato no debe ser sumergido bajo el agua u otros líquidos bajo ningún concepto. Si por accidente, éste cayese al agua, no tocar ni el agua ni el aparato e inmediatamente desenchufar de la corriente.

MODO DE EMPLEO

Introduzca el/los objeto/s en el interior de la cabina y cierre el cajón. Pulse el interruptor de encendido. Cuando la luz torne a violeta, comenzará la desinfección. Usted puede coger el objeto en cualquier momento. Sólo tiene que sacar el cajón. La luz se apagará de forma automática.

El proceso de desinfección dura entre 30 y 45 minutos (el tiempo puede ser ajustado a voluntad).

GARANTÍA:

Este aparato tiene una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra.